



## Ficha técnica

# CONCENTRADOR DE OXIGENO PORTATIL G5

Marca: INOGEN

Referencia: G5

- Peso: 2,16 kg con batería sencilla
- Tamaño: Largo: 18 cm Ancho: 8 cm Alto: 20 cm
- Sonoridad: 38 Decibelios\*
- Flujo de oxígeno: sistema de administración de dosis de pulso (seis ajustes de pulso 1-6)
- **Batería:**
  1. Duración batería sencilla: hasta 6.5 horas,
  2. Duración batería doble: hasta 13 horas
  3. Recarga batería sencilla: hasta 3 horas en corriente AC o DC
  4. Recarga batería doble: hasta 6 horas en corriente AC o DC
- Alimentación: AC: Fuente de alimentación de corriente alterna (de 100 a 240 V) con detección automática, que le permite su uso en todo el mundo. DC: Fuente de alimentación para su carga en vehículo (13.5 a 15V de CC)
- Utilización: Simple a través de un intuitivo panel de control con pantalla LCD con mensajes en varios idiomas.
- Uso: Diseñado para uso estacionario, portátil y en viaje. 24/7
- Garantía: 3 año equipo y 1 año en accesorios como (batería, columnas, fuente de alimentación)

### Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506  
Tel. 5203190 - 5184811  
Cel. 3103246578

### Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedica\_col

www.oximedica.com