



Ficha técnica

ARNÉS UNIVERSAL

Marca: Sunset

Creado para diseños convencionales de máscaras para tratamiento de apnea de sueño, el arnés universal se adapta a todas las tallas de máscara. Aplica para máscara nasal y oronasal.

- Lavar aparte de los demás accesorios de la máscara, con agua y jabón suave.
- No dejarlo mucho tiempo en agua.
- No usar plancha o lavadora.
- Color: negro
- Material: Neopreno

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

www.oximedica.com