



Ficha técnica

CONCENTRADOR DE OXIGENO PORTATIL G4

Marca: INOGEN

Referencia: G4

1 año de garantía

- Peso: 1.27 kg con batería de 8 celdas
- Dimensiones: 15,01 cm L x 6,8 cm P x 18,2 cm H
- Control de flujo: 3 ajustes (1 a 3)
- Batería: hasta 3 horas con batería de 8 celdas hasta 6 horas con batería de 16 celdas.
- Nivel de ruido: 40 dBA
- Concentración de oxígeno: 96 - 87% con todos los ajustes.
- Especificaciones ambientales de uso:
 - Temperatura: de 5 a 40 C.
 - Humedad: de 0% a 95% sin condensación.
 - Altitud: de 0 a 3-048 metros.
- transporte: Mantener seco, manejar con precaución
- Garantía: 1 año

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

www.oximedica.com