



Ficha técnica

CILINDRO PORTATIL DE OXIGENO 682 LTS

Marca: Metal Impact

Ref. ME

1 AÑO DE GARANTIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Diámetro externo: 111.1 mm
- Longitud: 650 mm
- Peso: 3.4 kg
- Volumen interno: 4.6 L
- Capacidad oxígeno: 676 L
- Vida útil: Si se almacena en las condiciones adecuadas, la unidad puede durar 10 años sin ninguna prueba adicional.
- Condiciones de almacenamiento: Temperatura no mayor 30° grados Celsius y condiciones de humedad no superiores al 80%.
- Requisitos de servicio y mantenimiento: No requiere mantenimiento. El metal (Aluminio) debe probarse cada 10 años para asegurarse de que no se haya degradado.

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

www.oximedica.com