



Ficha técnica

FILTROS PARA CPAP

Marca: DEEPREST

Los filtros para CPAP son dispositivos diseñados para evitar la infiltración de partículas que contaminen y deterioren el equipo.

Cualquier modelo de CPAP cuenta con uno o dos tipos de filtros que tienen esa finalidad.

La vida útil de cada filtro está entre 4 meses a 6 meses. El cambio se detecta cuando el filtro toma un color gris oscuro.

- DeepRest paquete x 5 unidades
- 10 gr
- Ancho: 5 cm
- Largo: 3.5 cm
- Para el cuidado de los filtros, se sacuden cada 8 días.
- Material: fibra sintética-hipoalergénico.

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedicol

www.oximedica.com