



## Ficha técnica

### MANGUERA CORRUGADA ESTANDAR

Marca: DRIVE (ESTADOS UNIDOS)

La marca Drive ofrece una manguera flexible la cual cumple la función de ser el medio para que pase la presión positiva de aire entre el Cpap o el Bipap y la máscara durante el tratamiento para la apnea del sueño. Cuenta con una circunferencia de 22 mm y un largo de 6 pies. Permite que se adapte a todas las Máscaras de CPAP y máquinas de terapia del sueño. No aplica garantía.

- Peso: 114 gramos
- Circunferencia: 22 mm
- Largo: 6 pies