



## Ficha técnica

### **MENTONERA SENCILLA DEEPREST**

Marca: DEEPREST

Referencia: MENT

Las mentoneras son soportes externos confeccionados en tela algodón y elástica tipo neopreno, indicados para mantener una posición adecuada como sistema de sujeción de la barbilla impidiendo la apertura de la boca y por tanto evitando la fuga bucal.

- Material Cabeza: Velcro
- Material Mentón: Neopreno-Algodón Perchado
- Material: Hilo Venus C\_75
- Instrucciones Limpieza: Agua y Jabón suave
- Uso: 3 meses

#### **Bogotá**

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506  
Tel. 5203190 - 5184811  
Cel. 3103246578

#### **Barranquilla**

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

[www.oximedica.com](http://www.oximedica.com)