



## Ficha técnica

### PIJAMA PARA MANGUERA CPAP

Marca: DEEPREST

Referencia: PIMA001

Funda fabricada en suavetina para forrar la manguera corrugada que se utiliza en los equipos CPAP Y BIPAP.

- Brinda una mejor experiencia al tacto del paciente durante el tratamiento o la manipulación del circuito
- Ayuda a evitar la condensación del agua. Regula la temperatura
- Ayuda que el circuito de manguera no se ensucie fácil aportando en la vida útil del producto
- Cremallera, velcro, hilo Venus C 75
- 184 cm de largo
- 100% Suavetina
- Agua y Jabón suave cada mes/No usar lavadora

#### **Bogotá**

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506  
Tel. 5203190 - 5184811  
Cel. 3103246578

#### **Barranquilla**

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedicol

[www.oximedica.com](http://www.oximedica.com)