



Ficha técnica

PROTECTORES FACIALES NASALES

Marca: DEEPREST

Los protectores de tela marca DEEPREST son ideales para pacientes que están buscando mayor comodidad durante el uso de la máscara para tratamiento de apnea del sueño. Para colocarlo, el protector se ubica entre la silicona de la máscara y la piel. Su tela suave cumple dos funciones: evita que el paciente sienta la presión que ejerce la máscara hacia la piel y evita que haya fugas de aire. El paciente también va a sentir una sensación de calor comfortable.

- Cada protector tiene una vida útil de 2 días.
- Dimensiones: Ancho: 11 cm Largo: 12.5 cm
- Colores: Blanco
- Material: Franela doble punto blanca
- Paquete por 30 unidades