



Ficha técnica

RESmart Auto CPAP

Marca: BMC

Referencia: G2S A20

1 año de garantía

- Modo de trabajo: Auto CPAP, CPAP
- Rango de presión: 4-20 cmH₂O (Paso 0.5 cm H₂O)
- Reslex: Apagado/1/2/3
- Tiempo de rampa: 0~60 minutos
- Auto On/Off: Apagado (Predeterminado)
- Nivel de humedad: Apagado / 1-5
- Alerta: Falla de Energía-Fuga Alta
- Nivel de sonido]: 28 dBa (a la presión de 10 cmH₂O)
- Peso]: 1.9 kg
- Dimensión: 274 mm × 184 mm × 115 mm
- Corriente: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2.0 A
- Humedad: 15% a 93% Sin condensación
- Presión atmosférica Operación: 760 a 1060 hPa 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
- Transporte/Almacenamiento: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F)

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedica_col

www.oximedica.com