



Ficha técnica

MANGUERA TERMICA

Marca: Resmed

Ref. ClimateLine para
AirSense 10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El tubo ClimateLineAir™ para máquinas AirSense™ y AirCurve™ 10 es una manguera calefactora integrada para uso con la línea de máquinas AirSense™ y AirCurve™ 10 de ResMed. Las mangueras con calefacción eliminan la salida de agua y mantienen el aire humidificado caliente hasta la mascarilla CPAP.

Además de los beneficios generales de una manguera calentada, al conectar el tubo climatizado ClimateLineAir™ a una máquina AirSense o AirCurve 10, el control automático de clima se activará automáticamente. Esto permitirá que la máquina controle los niveles de humedad y ajuste la configuración de calor del humidificador y el tubo para lograr una humedad óptima para una experiencia cómoda.

- Longitud de la manguera 1.2 metros
- Diámetro de la manguera 15 mm
- Peso 150 gramos
- Presión máxima recomendada 25 cm h2O
- Temperatura de funcionamiento: 5°C - 35°C

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedica_col

www.oximedica.com