



Ficha técnica

MANGUERA TERMICA

Marca: Resmed

Ref. ClimateLine para
AirSense 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

La manguera ClimateLine™ para Equipo S9™ es un tubo calentado para utilizar con la línea de máquinas ResMed S9. Utiliza un sensor de temperatura de mascarilla incorporado para alcanzar la humedad relativa en la mascarilla. Los sensores dentro y fuera de la máquina monitorean de cerca los cambios en la humedad y evitan que se forme condensación dentro de la manguera

- Largo: 198 cm
- Diámetro: 15mm