



Ficha técnica

MASCARA ORONASAL AIRFIT F20

Marca: RESMED

Referencia: F20

Información sobre el espacio muerto: El espacio muerto físico es el volumen vacío de la mascarilla hasta el extremo de la pieza giratoria. Cuando se utilizan las almohadillas grandes, es de 240 ml.

Presión de tratamiento: De 3 a 40 cm H₂O

Resistencia con válvula antiasfixia cerrada a la atmósfera: Caída de presión medida (nominal) a 50 l/min: 0,2 cm H₂O a 100 l/min: 0,6 cm H₂O

Resistencia inspiratoria y espiratoria con válvula antiasfixia abierta a la atmósfera:

Inspiración a 50 l/min: 0,6 cm H₂O

Espiración a 50 l/min: 0,7 cm H₂O

Presión con válvula antiasfixia abierta a la atmósfera ≤ 3 cm H₂O Presión con válvula antiasfixia cerrada a la atmósfera ≤ 3 cm H₂O

Vida útil

La vida útil del sistema de la mascarilla AirFit F20 depende de la intensidad con la que se lo utilice, el mantenimiento que se le dé y las condiciones ambientales en las cuales se lo use o almacene.

BENEFICIOS:

- Mayor confort para el paciente
- Mayor seguridad para el paciente
- Ajuste ideal
- Sellado óptimo
- Fácil uso

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506

Tel. 5203190 - 5184811

Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedicol

www.oximedica.com