



Ficha técnica

OXIMETRO DE PULSO SAFE HEART

Marca: SAFE HEART

Ref. SHO-3002

1 AÑO DE GARANTIA

Especificaciones técnicas:

- SPO2:
Rango de Medición: 35%-100%
Resolución: 1%
Precisión: 70%-100% + 2
- Frecuencia de pulso:
Rango de medición: 30-250 bpm
Resolución: 1 bpm
Precisión: + 2%
- Pantalla:
Tipo: Pantalla OLED/LED
Parámetros: SpO2, P R la forma de onda de SpO2 y la barra de pulso.
Modo: Múltiple Muestra
- Alarma: Indicador de batería baja
- Batería: 2 Pilas AAA alcalinas
- Operación:
Temperatura: 5°C-40°C
Humedad: 15%-93%
Presión atmosférica: 500Pa-1060hPa

Características:

- Nivel de oxígeno y frecuencia de pulso seguro.
- Ergonómicamente adecuado para: paciente adulto/pediátrico.
- Diseño pequeño, ligero y portable.
- Consumo de energía bajo.
- 2 Curvas pletismográficas (trazado y relleno).
- Indicador de batería.
- Auto encendido y apagado.
- Manual de uso.
- Cauchos internos de silicona adaptables al dedo, permitiendo suavidad.
- Rotación de pantalla con visualización numérica y gráfica.

Incluye:

- Forro protector
- Pilas AAA
- Estuche

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedicol

www.oximedica.com