



## Ficha técnica

### REGULADOR DE OXIGENO TIPO ROSCA

Marca: MCARE

Ref. CGA 540 DISS

1 AÑO DE GARANTIA

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Presión de suministro: 200- 3.000 PSI
- Presión de salida: Salidas de alto flujo: 45-55 PSI con 200-3.000 PSI de presión interna.
- Filtro: Bronce sinterizado de 25 micrones.
- Válvula de alivio: Si
- Temperatura de almacenamiento: -30°F-150°F

#### Materiales:

- Cuerpo: Latón niquelado
- Salidas: Latón niquelado
- Partes internas: Latón, acero inoxidable, Viton®, Silicona, Teflón.

#### CARACTERÍSTICAS:

Construido 100% en latón, para mayor durabilidad y seguridad. Números de flujo grandes fáciles de leer.

Compacto, manómetros de contenido de bajo perfil con protector.

#### Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506  
Tel. 5203190 - 5184811  
Cel. 3103246578

#### Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedica\_col

www.oximedica.com