



## Ficha técnica

### BPAP RESMED AIRCURVE

Marca: RESMED

Referencia: AirCurve Vauto

1 año de garantía

- Dimensiones: 11,6 cm (4,57") x 25,5 cm (10,04") x 15,0 cm (5,91")
- Peso: 1,25 kg (44 oz)
- Límites de presión de funcionamiento: de 4 a 25 cm H<sub>2</sub>O
- Longitud: 2 m (6'6") 1,8 m (6') 2 m (6'6")

#### CARACTERÍSTICAS:

- El manejo permanente de las fugas permite suministrar la presión de tratamiento de forma confiable y preserva la sincronización entre el paciente y el equipo.
- Compatible con hasta 15 l/min de oxígeno suplementario en los modos S y CPAP, y 4 l/min en el modo VAuto.
- La humidificación constante durante toda la noche con el humidificador HumidAir™ integrado y el tubo térmico opcional ClimateLineAir™ con tecnología Climate Control puede proporcionar una experiencia más cómoda.
- El silencioso motor Easy-Breathe proporciona un ambiente tranquilo para usted y quien duerme a su lado.
- El sensor de luz ambiente integrado realiza ajustes según la luminosidad de la habitación, de modo que si debe levantarse durante la noche, la luz de fondo de la pantalla no moleste a quien duerme a su lado. La luz también se apaga automáticamente, para que pueda dormirse de nuevo sin molestias.

#### Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506  
Tel. 5203190 - 5184811  
Cel. 3103246578

#### Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

www.oximedica.com