



## Ficha técnica

# BATERÍA EXTERNA CPAP FREEDOM V2

Está diseñada específicamente para su uso con las máquinas cpap más comunes. Es liviano y potente, lo que lo hace ideal para viajar y también se puede configurar como una fuente de alimentación de respaldo ininterrumpida en caso de un corte de energía. La batería es recargable y tiene una larga duración de batería de hasta 16 horas. Esta batería cpap es fácil de configurar y usar y viene con todos los cables de salida necesarios.

Proporciona suficiente energía para durar entre 1 y 3 noches con una sola carga dependiendo del uso y la configuración. Se recomienda apagar el humidificador y utilizar una manguera CPAP estándar para maximizar la duración de la batería. Compatible con dispositivos AirSense 10, 11, AirMini y DreamStation 1 y 2.

Capacidad: 99.9 Wh

Corriente de salida: 8A (máximo) DC

Entrada de carga: 10V-28V

Tiempo de carga: 2-3 horas a 90 W | 3-4 horas a 60 W | 8-9 horas a 20 W

Peso: 1.7 libras.

Dimensiones: 7.5 "x 4.8" x 0.8 " (largo x ancho x alto)

Medidor de potencia: Pantalla de visualización digital (muestra el nivel de carga como un porcentajetage)

Garantía de 1 año por defectos de fabrica

### Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506

Tel. 5203190 - 5184811

Cel. 3103246578

### Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

www.oximedica.com