



Ficha técnica

CONCENTRADOR DE OXIGENO OXYPURE

Marca: SANRAI

Ref: OxyPure

1 año de garantía

- Flujo de Oxígeno: 1 a 5 litros por minuto
- Método de entrega Continuo
- Nivel de ruido (dBA): 40 dBA
- Peso (Kg): 16 Kg
- Medidas (LxAxA) 36 x 29 x 58 cm
- Longitud del cable: 2m
- Pureza: 93 +/- 3%
- Requerimientos eléctricos: 115V/60Hz

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximediacol

www.oximedica.com