



Ficha técnica

REGULADOR DE OXIGENO PEDIÁTRICO

Marca: Sunset

Ref. RES-046

1 año de garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Vida útil: Si se almacena en las condiciones adecuadas, la unidad puede durar 10 años sin ninguna prueba adicional.
- Condiciones de almacenamiento: Temperatura no mayor 30° grados Celsius y condiciones de humedad no superiores al 80%.
- Requisitos de servicio y mantenimiento: No requiere mantenimiento. Si la unidad se rompe, debe ser reemplazada.
- El metal se puede desechar. Breve descripción: Los reguladores se utilizan para controlar el flujo de oxígeno desde un cilindro o un sistema de cabecera de un hospital. Regulador pediátrico 0-4 Litros (0. 1/32. 1/16. 1/8. 1/4. 1/2. 3/4. 1. 1 1/2. 2. 3. 4) Válvula CGA-870 Salida Barbed (Cánula)

Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedicol

www.oximedica.com