



Ficha técnica

TENSIOMETRO BWELL

Marca: BWELL

Referencia: MED-55

El tensiómetro automático digital está destinado al uso por profesionales médicos o en el domicilio y es un sistema de medición de la tensión arterial no invasivo para la medición de las tensiones arteriales diastólica y sistólica, así como el ritmo cardíaco, de una persona adulta mediante una técnica no invasiva en la que se envuelve un manguito inflable alrededor de la parte superior del brazo. La circunferencia del manguito se limita a 22 cm-42 cm

- Dimensiones: : 85 mm x 170 mm x 48 mm
- Perímetro del manguito: 22 cm ~ 42 cm.
- Peso: aprox 275 g (sin contar las pilas y el manguito).
- Método de medición: método oscilométrico, inflado de aire y medición automáticos. Volumen de método oscilométrico, inflado de aire y medición automáticos.
- Volumen de memoria: Volumen de memoria: 60 veces para cada uno de los 2 usuarios con indicación de fecha y hora. .
- Fuente de alimentación: CC 6V 600 mA, pilas: 4×1,5 V TAMAÑO AAA
- Garantía: 1 año por defectos de fabrica



Bogotá

AV 15 No. 124 - 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 - 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578

Info@oximedica.com

  @oximedica_col

www.oximedica.com