



Ficha técnica

TENSIOMETRO BWELL

Marca: BWELL

Referencia: PRO-35

El tensiómetro automático digital está destinado al uso por profesionales médicos o en el domicilio y es un sistema de medición de la tensión arterial no invasivo para la medición de las tensiones arteriales diastólica y sistólica, así como el ritmo cardíaco, de una persona adulta mediante una técnica no invasiva en la que se envuelve un manguito inflable alrededor de la parte superior del brazo. La circunferencia del manguito se limita a 22 cm-42 cm

- Dimensiones: 87 mm x 122 mm x 53 mm
- Peso: aprox. 200 g (6 3/4 oz.) (excluidas las pilas y el manguito)
- Método de medición: método oscilométrico, inflado de aire y medición automáticos.
- Volumen de memoria: 30 resultados.
- Fuente de alimentación: 6 V C pilas: 4 × 1,5 V TAMAÑO AAA Adaptador de red (opcional)
- Intervalo de medición: presión del manguito: 0-300 mmHg, sistólica: 60-260 mmHg, diastólica: 40-199 mmHg, frecuencia del pulso: 40-180 latidos/ minuto
- Garantía: 1 año por defectos de fabrica