



Ficha técnica

CONCENTRADOR PORTATIL DE OXIGENO

Marca: DRIVE DEVILBISS

Referencia: IGO2

CARACTERISTICAS

3 años de garantía para la unidad, 1 año de garantía para los tamices y la batería.

La tecnología patentada SmartDose ajusta automáticamente la salida de oxígeno en función del patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria del paciente. Esto aumenta la dosis de oxígeno para satisfacer la demanda del paciente cuando está activo y ahorra batería cuando no lo está. El oxígeno adecuado en el momento justo.

- Ajustes de pulso 1-5 ahora con dosis inteligente y tecnología de ajuste automático SmartDose
- Incluye dos baterías recargables, adaptador de corriente, adaptador de automóvil, maletín cánula nasal
- Hasta 9 horas de duración de la batería (configuración 2 - XB)
- Menos de 2,3 kg
- Conectividad Bluetooth con la aplicación SmartLink O2
- Diseño robusto, incluye sobre molde protector. Monitoreo remoto de dispositivos 3 años de garantía para la unidad, 1 año de garantía para los tamices y la batería.



Ficha técnica

CONCENTRADOR PORTATIL DE OXIGENO

Marca: DRIVE DEVILBISS

Referencia: IGO2

CARACTERISTICAS

Los pacientes pueden monitorear fácilmente las condiciones de funcionamiento de su concentrador a través de la aplicación SmartLinkO2 (iOS y Android), que incluye: Duración restante de la batería en horas Comprobación de la concentración de oxígeno Estado de funcionamiento de las zeolitas Las alertas notificarán al usuario sobre el rendimiento del concentrador proporcionando mayor tranquilidad.

DURACION DE BATERIA

CONFIGURACIÓN	iGo2	
	Batería única	XB-Batería adicional
Configuración 1	6:00 horas	12:00 horas
Configuración 2	4:30 horas	9:00 horas
Configuración 3	3:30 horas	7:00 horas
Configuración 4	2:30 horas	5:00 horas
Configuración 5	2:00 horas	4:00 horas