



Ficha técnica

CPAP TRANSCEND

Marca: Transcend

Ref: Transcend Micro CPAP

El Micro™ de transcend es el CPAP más pequeño y ligero del mercado. Al ofrecer la comodidad y la efectividad de un dispositivo estacionario, el diseño simple y el paquete de baterías opcional de transcend micro lo hacen ideal para viajar en mano.

Características: El transcend micro tiene características similares a los dispositivos CPAP en el hogar. Estos incluyen:

- Rampa de gentlerisetm: aumente lentamente la presión durante un período establecido para que el usuario se duerma
- Ajustes de presión de Airrelief: ajuste la presión sobre la exhalación para que sea más fácil al respirar
- Compensación de fugas: el dispositivo se ajusta automáticamente a medida que detecta la fuga para mantener la presión estática
- Ajustes de altitud: El dispositivo se ajusta automáticamente para mantener la presión estática a varias altitudes
- Auto-arranque: el dispositivo comienza tras la inspiración
- Auto-Off: el dispositivo se apaga cuando se retira la máscara
- Modo de secado: El ciclo se ejecutó después de la terapia para secarla manguera y la máscara
- Conectividad Bluetooth: capaz de conectarse con los dispositivos Android e iOS a través de MySleepdash

El CPAP portátil Transcend incluye: adaptador de corriente, silenciador (inhibidor de sonido) y manguera corrugada. La batería es un accesorio opcional y se adquiere por separado.

Batería: La duración de la carga depende de una variedad de factores, incluido el porcentaje inicial de la carga, la configuración de presión, la tasa de fuga de máscara y la altitud. La batería Powerway P8 funcionará por hasta dos noches (16-20 horas de tiempo de ejecución).

Bogotá

AV 15 No. 124 – 91 Ofc. 506
Tel. 5203190 – 5184811
Cel. 3103246578

Barranquilla

Cel. 3103246578



Info@oximedica.com



@oximedicacol

www.oximedica.com



Ficha técnica

CPAP TRANSCEND

Marca: Transcend

Ref: Transcend Micro CPAP

Vida útil: Si se almacena en las condiciones adecuadas, la unidad puede durar hasta 5 años sin degradarse.

Requisitos de servicio y mantenimiento: La inspección visual es la clave para determinar la vida de filtro desechable. Por lo general, debe cambiar su filtro cada tres meses, pero si su entorno es particularmente húmedo o polvoriento, el filtro puede requerir cambio en menos tiempo. No se requiere mantenimiento preventivo. Para cualquier problema de servicio, la unidad debe devolverse a un técnico entrenado y autorizado por Sanrai International.

Garantía: 2 años para la unidad

Nivel de ruido	27 dBa
Peso	0.48 Lb
Dimensiones	9 x 9 x 6 cm
Presión de salida	4 – 20 cmH ₂ O
Tipo de humidificación	HME
Requerimientos de voltaje	100 – 240 VCA 50 – 60 Hz 1.0 A (Max)
Salida de voltaje	19 VDC